

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.


Veiligheidsinstructies

ATTENTIE

- Als u de bedieningsprocedures en veiligheidsinstructies niet begrijpt, gebruik dit product dan niet om letsel door onjuist gebruik te voorkomen.
- Bedien het product niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het waterflosser product niet als deze in een stroompunt is aangesloten.
- Zorg dat het usb-c poort - behalve tijdens het laden - te allen tijde goed is afgesloten om binnendringen van water en vuil te voorkomen.
- Demonteer dit product niet en wijzig de componenten niet om schade, hoogspanningsschokken of het ongelidig maken van de garantie te voorkomen.
- Gebruik geen water met een temperatuur boven 40°C in het waterreservoir of voor het reinigen van de mond om brandwonden te voorkomen.
- Als de waterflosser in het water valt tijdens het opladen, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het product verwijdt.
- Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, vervang deze dan voordat u het product gebruikt.
- Stel het product niet bloot aan vuur of hitte en laad, gebruik of bewaar het niet in de buurt van hoge temperaturen.


- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan mondreiniging.
- Plaats dit product op een veilige en droge plek.
- Dompel dit product niet onder in water om storingen, brand, elektrische schokken, explosies of andere gevaaren te voorkomen.
- Controleer vóór het aansluiten van de stekker of de op de adapter aangegeven spanning overeenkomt met de lokale spanning.
- Beschadig of wijzig het netsnoer niet. Trek, buig of draai het niet met kracht, plaats er geen zware voorwerpen op en klem het niet tussen objecten.
- Plaats het product, vooral het netsnoer, niet in de buurt van hete objecten.
- Trek de oplaadkabel uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen en vermijd langdurig zonlicht.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker en de kabel uit het stopcontact om brandgevaar te voorkomen.
- Sommige mondspoel producten kunnen dit product aantasten; gebruik geen mondspoeling in dit apparaat.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen, baby's of personen die het niet zelfstandig kunnen bedienen zonder toezicht of instructies van een verantwoordelijke persoon. Houd het buiten bereik van kinderen en baby's. Gebruik het niet als speelgoed.
- Patiënten met periodontale aandoeningen of personen die in de afgelopen twee maanden een mondkoperatie hebben ondergaan, moeten vóór gebruik een arts raadplegen.
- Houd bij het in- of uitpluggen van de stroomtoevoer altijd de stekker vast en niet het snoer.

Functie overzicht




Bedienings instructies

- Zorg ervoor dat zowel het product als uw handen droog zijn voordat u de USB-stekker op een 5V-adapter (door de gebruiker geleverd) aansluit en deze in het stopcontact steekt (Figuur 1).
- Open het rubber klepje voor de usb invoerpoort. Steek het uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort van het apparaat en zorg ervoor dat de oplaadstekker correct is geplaatst (Figuur 2).




Figuur 1




Figuur 2

Als het indicatielampje knippert tijdens of na gebruik, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. Het opladen duurt 2-3 uur. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Het indicatielampje stopt met knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Het mondstuk installeren of vervangen: Druk en houd de ontgrendelknop boven op het hoofdelement ingedrukt om de mondstukopening te ontgrendelen. Steek vervolgens het mondstuk in de opening en zorg ervoor dat het correct is geplaatst (Figuur 3-1). Om het mondstuk te verwijderen, drukt u opnieuw op de knop en trekt u het mondstuk uit (Figuur 3-2).




Figuur 3-1



Figuur 3-2


Waterreservoir vullen: Er zijn twee methoden om het waterreservoir te vullen: 1. Open de klep van het waterreservoir, houd de monddouche horizontaal, vul het reservoir met water en sluit vervolgens de klep (Figuur 4). 2. Trek het volledige waterreservoir met enige kracht naar beneden, ontkoppel deze en houd het verticaal. Vul het waterreservoir met water en duw het vervolgens weer stevig omhoog om het terug te installeren (Figuur 5).



Figuur 4

Apparaat bedienen


- Selecteer de gewenste modus door op de modusknop te drukken. U kunt ook tijdens het gebruik van modus wisselen door opnieuw op de modusknop te drukken.
- Dit product heeft vier modi: Sterk, Normaal, Zacht en DIY-modus. De specifieke functies zijn als volgt:
 - Sterk: Grondige en stevige reiniging.
 - Normaal: Standaard waterdruk voor dagelijkse reiniging.
 - Zachte modus: Zachte reiniging, geschikt voor de tanden en tandvlees.
 - DIY-modus: Een aangepaste instelling waarmee u de waterdruk zelf kunt instellen.




Figuur 5



Figuur 6-1



Figuur 6-2




Figuur 7

- Gebruik van de DIY-modus:**
- Schakel de modus op DIY-mode en houd de AAN/UIT-knop ingedrukt. De waterdruk zal variëren van zwak naar sterk.
 - Let op de verandering in waterdruk. Laat de AAN/UIT knop los zodra de druk een comfortabel of geschikt niveau heeft bereikt.
 - De geselecteerde waterdruk is nu ingesteld voor de DIY-modus en u kunt het apparaat gebruiken.
- Het product heeft een geheugenfunctie die uw DIY-waterdrukinstelling onthoudt voor de volgende keer.
- Voor het opnieuw instellen van de DIY waterdruk volgt u de 3 stappen weer opnieuw.

TIP

- Nieuwe gebruikers gebruiken eerst de zachte modus voordat ze na gewinning overschakelen naar zwaardere andere waterdruk.
- Voor gebruik houdt u de monddouche rechtop, zorg u ervoor dat het mondstuk in de monddouche komt en richt u het op de tanden of het tandvlees. Houd uw mond lichtjes open, zodat het water soepel kan weglopen (Figuur 6-1 & 6-2).


- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te gebruiken. Let tijdens het gebruik op de volgende punten (Figuur 7):
 - De richting van de waterstraal moet loodrecht op de tanden of het tandvlees slaan.
 - Beweeg langzaam langs de tanden en reinig ze één voor één.
 - Richt het mondstuk op de tandvleesrand en houd het loodrecht op het tandvlees.



Figuur 8



Figuur 9



Figuur 10

Druk na gebruik op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Dit product heeft een timerfunctie van 2 minuten en schakelt na 2 minuten automatisch uit. Als u het apparaat langer wilt gebruiken, druk dan opnieuw op de aan/uit-knop.

- Open de klep van het waterreservoir en giet het resterende water eruit (Figuur 8).
- Druk op de aan/uit-knop om de tanden te spoelen en het opgehopte water automatisch af te voeren (Figuur 9).
- Druk op de aan/uit-knop om de monddouche uit te schakelen en sluit vervolgens de klep van het waterreservoir.
- Droog de monddouche af met een doek (Figuur 10).

Routinematig onderhoud

Om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, zorg ervoor dat er geen restwater in de monddouche achterblijft. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, reinig het dan en bewaar het na volledig drogen.

Gebruik schoon water of een neutraal reinigingsmiddel om het product schoon te maken. Gebruik geen corrosieve of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen. Spoel niet af met heet water boven de 50°C.

Reiniging van het waterreservoir:

- Reinig het met een droge of vochtige doek, of verwijder het en spoel het af met schoon water.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het resterende water leegt en het reservoir reinigt.

Reiniging van het mondstuk:

- Reinig het met een droge of vochtige doek, of verwijder het en spoel het af met schoon water. Droog het daarna af met een doek.
- Buig, trek of draai de mondstukslang niet.
- Tandheelkundige experts raden aan om het mondstuk elke 6 maanden te vervangen.

Probleemoplossing

Probleem	Potentieel oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Battery mogelijk leeg	Apparaat 120min laden
Lage waterdruk	Mondstuk is verstopt	Vervang het mondstuk
	Zuigbuis is verstopt	Spoel de waterbuis door
Apparaat werkt korte duur	Apparaat heeft lange tijd stil gestaan	Verwijder mondstuk en spoel mondstukgat door
	The battery has reached the end of its useful life	Contacteer uw leverancier
Laad indicator licht niet aan tijdens laden	Insufficient charging time	Laad apparaat min. 2 uur
	Laadkabel niet juist aangesloten	Sluit stroomaansluiting goed aan
Laad indicator licht niet aan tijdens laden	Oplaad circuit is defect	Contacteer uw leverancier

Afvalverwerking


Dit product maakt gebruik van oplaadbare batterijen. Aan het einde van de levensduur, voert u het product weggoet, verwijder de batterij en recycle of verwijder deze volgens de lokale afvalbeheersregels. Raadpleeg bij twijfel uw lokale afvalbeheersafdeling.

Product garantie

Bedankt dat u heeft gekozen voor onze serie mondverzorgingsproducten. De garantie geldt gedurende de garantieperiode en gaat in op de datum van aankoop. De garantievoorwaarden zijn als volgt:

- Binnen één jaar na de aankoopdatum komt u in aanmerking voor garantie, mits geautoriseerd onderhoudspersoneel bevestigt dat de schade is veroorzaakt door fabricagefouten of defecte onderdelen.
- De gratis garantie dekt geen kwetsbare onderdelen (zoals mondstukken).
- Houd er rekening mee dat zelfs binnen de garantieperiode de volgende omstandigheden de gratis garantie ongeldig maken:
 - Als de garantiekaart en/of aankoopbewijs niet kunnen worden overlegd.
 - Bij verkeerd gebruik, onderhoud of opslag in strijd met de instructies in de handleiding.
 - Schade veroorzaakt door inspectie, demontage of reparatie door een niet-geautoriseerd onderhoudsstation of door zelfreparatie.
 - Ongeautoriseerde wijzigingen aan de garantiekaart of het aankoopbewijs.
 - Veroudering en slijtage door normaal gebruik die de functionaliteit van het product niet beïnvloeden.
 - Schade veroorzaakt door niet-huishoudelijk gebruik (zoals industrieel of commercieel gebruik).

Support contact
MCIYSS
Laan van Waalhaven 139A
2497 GK Den Haag
support@khyr.eu
www.khyr.eu



Before using the product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Safety Instructions


Attention

- If you do not understand the operating procedures and safety instructions, do not use this product to avoid injury caused by improper operation.
- Do not operate the product by any means other than those described in this manual.
- Do not use the water flosser product when it is plugged into a power source.
- Make sure the USB-C port is properly sealed with the rubber sealer at all times, except during charging, to prevent water and dirt from entering.
- Do not disassemble this product or modify its components to avoid damage, high-voltage electric shock, or invalidating the warranty.
- Do not use water with a temperature above 40°C in the water tank or for cleaning the mouth to avoid burns.
- If the water flosser falls into water while charging, unplug the power cord before retrieving the product.
- If the power cord or plug is damaged, replace it before use.
- Do not expose the product to fire or heat, and do not charge, use, or store it in high temperatures.

- Do not use this product for purposes other than oral cleaning.
- Place this product in a safe dry location.
- Do not immerse this product in water to prevent malfunction, fire, electric shock, explosion, or other hazards.
- Before connecting the power plug, check whether the voltage marked on the power adapter matches the local voltage.
- Do not damage or modify the power cord. Do not stretch, bend, or twist it forcefully, place heavy objects on it, or trap it between objects.
- Do not place the product, especially the power cord, near hot objects.
- Unplug the power plug and charging plug before performing maintenance.
- Do not store the product in high temperatures or humid environments, and avoid direct sunlight for longer time.
- If not used for a long time, unplug the power plug and charging plug to prevent fire or danger.

- Some mouthwash products may corrode this product; do not use mouthwash in this device.
- This product is not suitable for children, infants, or individuals who cannot operate it without supervision or instructions from a responsible person. Keep it out of the reach of children and babies. Do not use it as a toy.
- Patients with periodontal disease or those who have undergone oral surgery in the past two months should consult a doctor before use.
- When plugging in or unplugging the power supply, always hold the plug instead of the power cord.

Function overview



Operation instructions

Before use, please charge the product as follows:

- Ensure that both the product and your hands are dry before connecting the USB plug to a 5V adapter (provided by the user) and plugging it into the socket (Figure 1).
- Remove the charging cover, insert the other end of the USB cable into the charging port of the device, and ensure the charging plug is properly inserted (Figure 2).




Figure 1




Figure 2

TIP
If the indicator light flashes during or after use, the battery is low and needs to be charged. It takes 2-3 hours to fully charge. While charging, the indicator light flashes to indicate the charging process. The indicator light stops flashing when the battery is fully charged.

When using, please follow the steps below:
Installing or replacing the nozzle: Press and hold the button on top of the main unit to unlock the nozzle slot. Then, insert the nozzle into the slot, ensuring it is properly in place (Figure 3-1). To replace the nozzle, press and hold the button again while pulling the nozzle out (Figure 3-2).




Figure 3-1





Figure 3-2


- Fill the water tank with water.
- There are two methods for filling the water tank:
 - Open the water tank cover, hold the water flosser horizontally, fill the tank with water, and then close the cover (Figure 4).
 - Pull down the water tank, remove it and hold it vertically, fill it with water, then push it back up to install (Figure 5).




Figuur 4

The water tank must be pushed into place without leaving gaps to prevent leaks.


- Select the desired mode by pressing the mode button. You can also switch to a different mode by pressing the mode button during use.




Figuur 5



Figuur 6-1



Figuur 6-2



Figuur 7

- 4 water pressure modes**
This product has four modes: **Strong**, **Normal**, **Soft**, and **DIY** mode. Their specific functions are as follows:
- Strong mode: Deep and fast cleaning.
 - Normal mode: Standard water pressure for daily cleaning.
 - Soft mode: Gentle cleaning, suitable for people with sensitive teeth.
 - DIY mode: A custom setting mode that allows you to freely adjust the water pressure.

DIY Mode Usage:

- Switch to DIY mode and press and hold the ON/OFF button. The water pressure will cycle from weak to strong.
- Pay attention to the change in water pressure. When you feel that the pressure reaches a comfortable or suitable level, release the button.
- The selected water pressure is now set for DIY mode, and you can start using the device.
- The product has a memory function that saves your DIY water pressure setting for the next use.

TIP:

Dental professionals recommend that first-time users start with Soft mode for one week before switching to other modes after adaptation.
1. Before use, hold the water flosser vertically, ensure the nozzle extends into the oral cavity, and align it with the teeth or gums. Keep your mouth slightly open to allow the water to flow out smoothly (Figure 6-1 & 6-2).

Routine maintenance

To prevent the spread of bacteria, ensure that no residual water remains in the dental flosser. If you do not plan to use it for a long time, clean the product and store it after drying.

Use clean water or a neutral detergent to clean the product. Do not use corrosive or abrasive cleaners, as they may damage the device. Do not rinse with hot water above 50°C.

- Clean the body with a dry cloth or a damp cloth.
- Do not immerse the device in water for cleaning.

Cleaning the water tank:

- Clean it with a dry or damp cloth, or remove it and rinse with clean water.
- If you do not plan to use it for a long time, make sure to empty and clean the water inside.

Cleaning the nozzle:

- Clean it with a dry or damp cloth, or remove it and rinse with clean water. Then, wipe it dry with a cloth.
- Do not bend, pull, or twist the nozzle hose.
- Dental experts recommend replacing the nozzle every 6 months.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device stops functioning	New purchase or long time no charge leads to low battery	Charge for 120mins
Low water pressure during use or no water spray	Something is blocked in the nozzle	Clean or replace the nozzle
	Suction inlet is blocked	Clean the suction inlet
Only works for a short time after charging	Device has been idle for a while	Pull out the nozzle and flush the nozzle hole
	The battery has reached the end of its useful life	Contact your supplier for replacement
The charging indicator does not light up during charging	Insufficient charging time	Charge for more than 2hrs
	Power connector not connected properly	Connect power supply properly
	Product charging circuit is faulty	Contact your supplier

Waste disposal

This product uses rechargeable batteries. At the end of its lifespan, before discarding the product, be sure to remove the battery and recycle or dispose of it in accordance with local waste management regulations. If in doubt, please consult your local waste management department.

Support Contact
MCIYSS
Laan van Waalhaven 139A
2497 GK Den Haag
support@khyr.eu
www.khyr.eu